

ÜCRETSİZ YEDEK PARÇALAR (GARANTİ)

Tutma kayışı, konfor bantları ve garantisi dolmuş yedek parçalar dışında tüm parçalar 36 ay garantili olup ücretsiz olarak gönderilir. (Firmamızın Genel Şirket Şartnamesine bakınız):

- Fatura tarihine bakarak PeniMaster® aletinizin 3 yıldan eski olup olmadığını kontrol edin.
- Anzalı parçayı, faturanın bir kopyası ile birlikte paketin üzerine yeterli miktarda pul yapıştırarak aşağıdaki adrese postalayınız. VEYA
- Fatura belgesinden iyi derecede okunabilir dijital bir kopya yapın (örneğin tarayıcı ile) ve arızalı parçanın arızalı bölümü açıkça görülecek şekilde fotoğrafını çekin. Fatura kopyası ve fotoğrafı .jpg- ve/veya .gif-dosyası olarak şu e-mail adresine gönderin:
➔ www.penis.de

TUTMA KAYIŞLARI, KONFOR BANTLARI VE GARANTİSİ DOLMUŞ PARÇALAR

Tutma kayışları, konfor bantları ve garantisi dolmuş aletler için yapılacak yedek parça siparişlerinde şu internet adresini kullanın: www.penis.de/yedek-parcalar

GRATIS RESERVEDELE (GARANTİ)

I 36 måneder erstatter vi alle dele med gratis reserve dele undtagen holde remme, komfortbånd og reserve dele med forfalden garanti (se vore AGB):

- Kontrollér med hjælp af fakturadatoen om din PeniMaster® er ældre end 3 år.
- Returnér defekte del sammen med en fakturakopi til nedestående adresse. Husk tilstrækkelig porto. ELLER
- tilsend os en tydelige læselig (bedre læselig) digital fakturakopi (fx ved hjælp af en scanner) og et billede af defekte del, hvorpå defekten tydeligt kan ses. Tilsend begge dokumenter som jpg- og/eller gif-filer til:
➔ www.penis.de

HOLDEREM, KOMFORTBÅND OG RESERVEDELE MED FORFALDEN GARANTİ

Bestil holderemme, komfortbånd eller også reserve dele til apparater uden garantikrav på følgende hjemmeside www.penis.de/reserve dele

KOSTELOZE RESERVEONDERDELEN (GARANTIE)

U ontvangt gedurende 36 maanden kosteloze reserveonderdelen met uitzondering van de houderriemen, comfortbanden en reserveonderdelen met afgelopen garantie (zie onze Algemene Voorwaarden):

- Controleer met behulp van de factuurdatum dat uw PeniMaster® niet ouder dan 3 jaar is.
- Stuur het defecte onderdeel samen met een kopie van de factuur in een voldoende gefrankeerd poststuk naar beneden vermeld adres. ☐
- Maak een goed leesbare digitale kopie van uw factuur (bijv. met een scanner) en een foto van het defecte onderdeel waarop het defect duidelijk te herkennen is. Stuur de twee documenten als .jpg- en/ of .gif-bestanden naar: ➔ www.penis.de

HOUDERRIEMEN, COMFORTBANDEN EN RESERVEONDERDELEN MET AFGELOPEN GARANTIE

Gebruik voor de bestelling van reserveonderdelen voor toestellen zonder garantierecht, houderriemen of comfortbanden het volgende internetadres: www.penis.de/onderdelen

Grafik: www.ab-design-berlin.de

Gebruiksaanleitung! Bitte aufmerksam lesen! Instructions for use! Please read carefully. Mode d'emploi. Veuillez lire attentivement avant utilisation! Istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'uso! Instrucciones de uso. ¡Leer atentamente antes de usarlo! Manual de instruções! Leia com atenção! Lutfen kullanna klavuzunu dikkatlice okuyunuz! Betjeningsvejledning! Læses opmærksomt! Gebruiksaanwijzing! A. u. b. zorgvuldig doorlezen! Bruksanvisning! Läs igenom uppmärksamt! Návod k použití! Prosíme čtěte pozorně! Руководство по применению! Пожалуйста, прочтеть внимательно!

PENIMASTER®



Zur dauerhaften Penisvergrößerung und -begradigung For permanent penis enlargement and straightening Pour un allongement et une correction durable du pénis Per un ingrandimento ed un raddrizzamento del pene duraturi Para agrandar y reajustar la curvatura del pene de manera duradera Para aumentar e endireitar o pénis de forma duradoura Kalıcı penis büyüme ve düzeltme için Til varig penis forstørrelse og udbedring af krumning Voor een duurzame penisvergroting en -correctie För varaktigt penisförstoring och -uträtning Pro trvalé zvětšení a napřimení penisu Для долговременного увеличения и Для долговременного увеличения и



 **WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ERFOLG MIT IHREM PENIMASTER®!**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.penis.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Es gelten unsere AGBs. Stand dieser Information: 04/2008

 **WE HOPE YOUR PENIMASTER® LEADS TO GREAT SUCCESS AND SATISFACTION!**

You can find further information on the internet at www.penis.de

We reserve the right to make changes that constitute technical improvements (See our general terms and conditions). Date of this information: 04/2008

 **NOUS ESPÉRONS QUE LE PENIMASTER® VOUS APPORTERA PLAISIR ET SATISFACTION!**

Informations complémentaires sur Internet: www.penis.de

Sous réserve de modifications susceptibles d'apporter une amélioration technique. Version de ces informations: 04/2008

 **LE AUGURIAMO OGNI SUCCESSO CON IL SUO PENIMASTER®!**

È possibile trovare ulteriori informazioni in internet al sito www.penis.de

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali d'affari. Stato della presente nota informativa: 04/2008

 **¡LE DESEAMOS TODO EL ÉXITO Y LA SATISFACCIÓN QUE MERECE CON SU PENIMASTER®!**

Información más detallada disponible en Internet en la página www.penis.de

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Rígen nuestras CGC. Actualización de la presente información: 04/2008

 **ESPEREMOS QUE FIQUE SATISFEITO COM O PRODUTO E OBTENHA BONS RESULTADOS COM PENIMASTER®!**

Para mais informações, consulte o na Internet o website: www.penis.de

Estão reservadas as alterações que sirvam propósitos técnicos. São válidas as nossas condições gerais de venda. Estado deste informação: 04/2008

MSP Concept GmbH & Co. KG
Emser Straße 39 d · D-10719 Berlin
www.penis.de
Deutschland: 030 23 63 85 65
Worldwide: 0049 30 23 63 85 65

 **RESERVDELAR KOSTNADSFRI (GARANTI)**
Så får Du 36 månaders utbytesrätt på alla delar med undantag för remmar, komfortband och reservdelar med utgången garantitid (se våra garantier):

- Bedöm med hjälp av räkningsdatumet om Din PeniMaster® inte är äldre än 3 år.
- Skicka den defekta delen tillsammans med en kopia på inköpsräkningen och tillräckligt frakterad till nedanstående adress. ELLER
- Gör en väl läslig (förbättrat läslig) digital kopia av din räkning (t. ex med en scanner) och ett foto på den defekta delen, på vilket defekten syns tydligt. Skicka båda dokumenten som .jpg- och/eller .gif-filer till:
→ www.penis.de

HÅLLREMMAR, KOMFORTBAND OCH RESERVDELAR MED UTGÅNGEN GARANTI.

Vid beställning av reservdelar till utrustning utan garantianspråk, hållremmar eller komfortband, Vänligen använd följande Internetadress: www.penis.de/reservdelar

 **BEZPLATNÉ NÁHRADNÍ DÍLY (ZÁRUKA)**

Takto obdržíte 36 měsíců bezplatnou náhradu na všechny díly s výjimkou třmenových držáků, komfortních pásků a náhradních dílů s prošlou zárukou (viz naše VOP):

- Zkontrolujte na základě data účtenky, zda Váš PeniMaster® není starší než 3 roky.
- Zašlete defektní díl společně s kopií dokladu o koupi správně ofrankovanou zásilkou na niže uvedenou adresu. НЕВО
- Vytvořte dobře čitelnou digitální kopii Vašeho účtu (např. skenerem) a fotografií defektního dílu, na které je zřetelně rozez natelná závada. Zašlete oba dokumenty jako soubory .jpg a/nebo gif na:
→ www.penis.de

TŘMENOVÉ DRŽÁKY, KOMFORTNÍ PÁSKY A NÁHRADNÍ DÍLY S PROŠLOU ZÁRUKOU

Prosíme, použijte pro objednávání náhradních dílů pro přístroje bez nároku na záruku, třmenové držáky nebo komfortní pásky následující internetovou adresu: www.penis.de/nahradni-dily

 **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ (ГАРАНТИЯ)**


Таким образом, Вы получаете 36 месяцев на бесплатную замену всех деталей за исключением удерживающих ремней, поясков комфорта и запасных деталей с истекшим сроком гарантии

- (смотри наши Общие условия заключения торговых сделок):
- С помощью даты выписки счета проверьте, не прошло ли со времени покупки Вашего аппарата ПениМастер® более трех лет.
 - Пошлите с оплаченным почтовым сбором дефектную деталь вместе с копией фактуры покупки по нижеуказанному адресу. ИЛИ
 - Выполните четкую (лучше разборчивую) цифровую копию Вашего счета (например, с помощью сканирующего устройства) и фотографию дефектной детали, на которой можно отчетливо распознать дефект. Пошлите оба документа в форме файлов .jpg и/или .gif по адресу: → www.penis.de

УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕМНИ, ПОЯСКИ КОМФОРТА И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГАРАНТИИ

Пожалуйста, для того чтобы заказать запасные детали для аппаратов без права на гарантийный ремонт, удерживающие ремни или пояски комфорта, используйте следующий адрес в Интернете: www.penis.de/spare-parts-russian





SIZE PENIMASTER® İLE MUTLULUK VE BAŞARI DILIYORUZ!

Daha detaylı bilgileri internette www.penis.de adresinde bulabilirsiniz.

Teknik geliştirme nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Firmamızın Genel Şirket Şartnamesi geçerlidir. Bu bilgilerin güncelliği: 04/2008



DU ØNSKES MEGET GLÆDE OG SUCCES MED DIN PENIMASTER®!

Yderligere informationer står på vor hjemmeside www.penis.de

Ændringer, der tjener tekniske forbedringer, forbeholdes. Vore almindelige forretningsbetingelser (AGB) er gældende. Stand af denne information: 04/2008



WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER EN SUCCES MET UW PENIMASTER®!

Verdere informatie vindt u op het internet op www.penis.de

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Datum van deze informatie: 04/2008



VI ÖNSKAR DIG MYCKET GLÄDJE OCH FRAMGÅNG MED DIN PENIMASTER®!

Ytterligare information finner du på Internet under www.penis.de

Vi reserverar oss för sådana ändringar uppkomna genom den tekniska utvecklingen. Det gäller våra garantier. Denna information finns på: 04/2008



PŘEJEME VÁM MNOHO RADOSTI A ÚSPĚCHU S VAŠÍM PENIMASTER®!

Další informace najdete na internetu na stránce www.penis.de

Změny, sloužící technickému pokroku, vyhrazeny. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Stav této informace: 04/2008



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ МНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ И УСПЕХА С ВАШИМ АППАРАТОМ ПЕНИМАСТЕР®!

Дальнейшую информацию Вы найдете в Интернете в www.penis.de

Оставлено за собой право на изменения, способствующие техническому прогрессу. Имеют силу наши Общие условия заключения торговых сделок (AGB). Состояние этой информации на: 04/2008

KOSTENLOSE ERSATZTEILE (GARANTIE)

So erhalten Sie 36 Monate kostenlosen Ersatz auf alle Teile mit Ausnahme der Halteriemens, Komfortbänder und Ersatzteile mit abgelaufener Garantie (s. unsere AGBs):

- Prüfen Sie anhand des Rechnungsdatums, ob Ihr PeniMaster® nicht älter als 3 Jahre ist.
- Senden Sie das defekte Teil zusammen mit einer Kopie der Kaufrechnung ausreichend frankiert an unten stehende Adresse. ODER
- Machen Sie eine gut leserliche digitale Kopie Ihrer Rechnung (z.B. mit einem Scanner) und ein Foto des defekten Teils, auf dem der Defekt deutlich zu erkennen ist. Senden Sie beide Dokumente als .jpg- und/oder .gif-Dateien an: → www.penis.de

HALTERIEMEN, KOMFORTBÄNDER UND ERSATZTEILE MIT ABGELAUFENER GARANTIE

Bitte nutzen Sie zur Bestellung von Ersatzteilen für Geräte ohne Garantieanspruch, Halteriemens oder Komfortbändern folgende Internetadresse: www.penis.de/ersatzteile

REPLACEMENT PARTS FREE OF CHARGE (WARRANTY)

We will provide replacements for all parts for 36 months, except for the fastening belt, comfort bands and spare parts with expired warranty (see our general terms and conditions).

- Check the date on the receipt to make sure your PeniMaster® is no older than 3 years.
- Send the defect part, with sufficient postage, together with a copy of the receipt to the address given below. OR
- Make a clearly legible digital copy of your receipt (e.g. with a scanner) and a photograph of the defect part in which the defect is clearly recognizable. Send both documents as .jpg and/or .gif files to: → www.penis.de

FASTENING BELTS, COMFORT BANDS AND REPLACEMENT PARTS WITH EXPIRED WARRANTY

Please use the following internet address to order replacement parts for devices without warranty, fastening belts or comfort bands: www.penis.de/spare-parts

PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES (GARANTIE)

Vous recevez gratuitement pendant 36 mois toutes les pièces de rechange, à l'exception des courroies de maintien, bandes de confort et pièces de rechange dont la garantie a expiré (cf. nos CGV).

- Vérifier au moyen de la date d'émission de la facture si votre PeniMaster® n'a pas été acheté il y a plus de 3 ans.
- Envoyer la pièce défectueuse assortie d'une copie de la facture de vente à l'adresse située ci-dessous (veuillez à affranchir suffisamment le pli). O U
- Faites une copie numérique bien lisible de votre facture (par ex. avec un scanner) ainsi qu'une photo de la pièce défectueuse sur laquelle le défaut apparaît clairement. Envoyez les deux documents au format .jpg ou .gif à l'adresse suivante : → www.penis.de

COURROIES DE MAINTIEN, BANDES DE CONFORT ET PIÈCES DE RECHANGE DONT LA GARANTIE A EXPIRÉ

Pour commander les pièces de rechange d'appareils dont la garantie a expiré, les courroies de maintien ou bandes de confort, veuillez utiliser l'adresse Internet suivante : www.penis.de/pièces-de-rechange

PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI (GARANZIA)

In questo modo riceverà ogni 36 mesi gratuitamente pezzi di ricambio per tutti i componenti dell'apparecchio ad eccezione di cinghie di tenuta, fasce confort e pezzi di ricambio per i quali sia scaduta la garanzia (si vedano le nostre condizioni generali di affari).

- Verifichi, controllando la data della fattura, che il Suo PeniMaster® non abbia più di tre anni.
- Inviare le parti difettose con una fotocopia della ricevuta d'acquisto in busta affrancata con l'importo corretto all'indirizzo di seguito riportato. OPPURE
- Faccia una copia digitale ben leggibile della ricevuta (ad esempio con uno scanner) ed una foto della parte difettosa, dalla quale sia ben riconoscibile il difetto. Inviare entrambi i documenti in forma di file .jpg- e/o .gif a: → www.penis.de

CINGHIE DI TENUTA, FASCE CONFORT E PARTI DI RICAMBIO PER LE QUALI SIA SCADUTA LA GARANZIA.

Per ordinare parti di ricambio per apparecchi non in garanzia, cinghie di tenuta o fasce confort utilizzare il seguente indirizzo internet: www.penis.de/pezzi-di-ricambio

PIEZAS DE RECAMBIO GRATUITAS (GARANTÍA)

Así obtendrá piezas de recambio de todas las piezas gratuitamente durante 36 meses, a excepción de las correas de sujeción, las cintas de confort y las piezas de recambio con garantía vencida (ver nuestras CGC):

- Verificar según la fecha de la factura de compra, si su PeniMaster® no tiene más de 3 años.
- Enviar la pieza defectuosa junto con una copia de la factura de compra con porte de correo pagado a la dirección mencionada a continuación: BIEN
- Hacer una copia digital bien legible de su factura (p.ej. con un escáner) y de la foto de la pieza defectuosa donde se vea bien el defecto. Enviar ambos documentos como archivos .jpg y/o .gif a: → www.penis.de

CORREAS DE SUJECIÓN, CINTAS DE CONFORT Y PIEZAS DE RECAMBIO CON GARANTÍA VENCIDA

Para pedir las piezas de recambio para aparatos sin derecho a garantía, correas de sujeción o cintas de confort, utilizar la dirección en Internet siguiente: www.penis.de/piezas-de-repuesto

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO GRATUITAS (GARANTIA)

Assim, obtém 36 meses de substituição de peças, com exceção dos cintos de retenção, da fita de conforto e de peças de substituição com garantia limitada (ver as nossas condições gerais de venda):

- verifique, de acordo com a data da factura, se o seu PeniMaster® não tem mais do que 3 anos.
- envie as peças com defeito juntamente com uma cópia da factura de compra suficientemente franqueada para a morada abaixo referida. O U
- faça uma cópia digital bem legível (que se consiga ler melhor) da sua factura (por ex. com um scanner) e junte uma foto da peça com defeito, na qual se consiga detectar de forma evidente o defeito na peça. Envie os dois documentos como ficheiros .jpg e/ou .gif: → www.penis.de

CINTOS DE RETENÇÃO, FITA DE CONFORTO E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COM GARANTIA LIMITADA

Para encomendar peças de substituição para aparelhos não abrangidos pela garantia, cintos de conforto ou fitas de conforto, utilize o seguinte endereço da Internet: www.penis.de/peças-de-substituicao



PARABÉNS!

Caro cliente!

Agradecemos a sua compra do nosso produto PeniMaster®. Escolheu a melhor forma de modificar de forma duradoura e positiva o seu pénis, sem correr o risco de uma operação. Se utilizar o PeniMaster® de acordo com este manual de instruções, o seu pénis irá ficar mais comprido e mais grosso, tanto quando estiver flácido como quando estiver erecto. Além disso, o PeniMaster® está também adequado para a correcção de curvaturas e ainda para o aumento do prepúcio (por ex. para utilizadores circuncidado).

Uma melhor circulação do sangue e um exercício dos músculos do pénis aumentam, em muitos casos, a sensação de desejo, a capacidade de erecção e a resistência sexual. Muitos utilizadores eliminam complexos de longa data, ao obterem bons resultados com o PeniMaster®, que tinham evitado numa vida sexual livre e descomplexada. A procura de um parceiro torna-se também mais fácil quando se sente "bem consigo mesmo".

Irá conseguir utilizar o PeniMaster® sem qualquer problema e sem a ajuda de terceiros (por ex. de um médico). Tanto nos utilizadores circuncidados como nos não-circuncidados, o PeniMaster® demonstra o mesmo tipo de bons resultados. O PeniMaster® é um aparelho profissional que está adequado a todas as idades. De qualquer forma, recomendamos a utilização apenas quando for atingida a maioridade, para que o pénis atina o seu tamanho normal, antes da utilização.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento de princípio do PeniMaster® é simples: através de um efeito de tracção durante um período de tempo prolongado, o tecido celular do pénis é estimulado, fazendo-o aumentar de tamanho: são criadas novas células, tornando o pénis maior e mais grosso. Uma distribuição irregular de tecido no pénis – a causa para as curvaturas no pénis – é equilibrada através de novo tecido: o pénis fica mais direito. Com o PeniMaster® pode fazer com que o prepúcio fique mais forte do que o resto do pénis. Caso seja necessário, é também possível um aumento do prepúcio (ver instruções).

Nota: embora o pénis pareça mais fino ao esticar, depois do tratamento voltará ao seu perímetro original ou ficará mais grosso!

O princípio de crescimento por meio de extensão é também usado em Medicina, por exemplo, em ortopedia ou nas cirurgias à pele, onde também são utilizados aparelhos de extensão.

A possibilidade de aumentar o pénis através da extensão prolongada é algo já utilizado há alguns séculos: os Karamojong (povo originário do norte do Uganda) ou os Sadhus (da Índia) alcançavam resultados fantásticos, colocando pesos no pénis (cf. Enciclopédia Britânica; Stern n° 49/95).

UTILIZAÇÃO DO PENIMASTER® APLICAÇÃO

O sucesso do PeniMaster® depende da força de tracção exercida no pénis e da duração da utilização. Os bons resultados são apenas garantidos através de uma boa sintonia entre força de tracção e duração da utilização!

[!] *Acima de tudo, a utilização do PeniMaster® deverá ser sempre confortável e nunca provocar dor! Se sentir dores significa que não está a utilizar correctamente o aparelho, exercendo demasiada força de tracção ou de retenção!*

PREPARAÇÃO PARA COLOCAR O APARELHO

- a) Retire a superfície de suporte das barras de suporte.
- b) Retire os cintos de retenção da ranhuras da superfície de suporte.
IMPORTANTE: neste altura, pressione para baixo as abas de fixação, para a parte de baixo da superfície de apoio. Caso contrário, os cintos de retenção podem ser danificados. Isto também é válido ao retirar, após a utilização ou quando a força de fixação exercida no pénis está regulada para mais fraca, ao soltar o cinto de retenção.
- c) Aperte os parafusos de fixação numa altura pequena (para que não se veja nenhuma rosca de parafuso).
- d) Ajuste o comprimento total correcto do aparelho (que deve corresponder sensivelmente ao comprimento do seu pénis erecto mais 1,5 cm), afastando, substituindo ou aparafusando umas nas outras as barras extensoras fornecidas. As barras têm um comprimento de 2, 4, 6 e 8 cm e podem ser aparafusadas umas às outras. Isto resulta nos seguintes comprimentos de desenvolvimento possíveis: 10 cm (barras 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).


[!] *As seis mini barras (aparafusadas a duas barras de 1,5 cm cada no fornecimento) servem para um ajuste de precisão de +0,5, +1,0 ou +1,5 cm.*

COLOCAÇÃO DO PENIMASTER®

- 1) Estique o pénis com a mão, durante aproximadamente um minuto. Introduza o pénis flácido na peça de aplicação.
- 2) **VARIANTE DE FIXAÇÃO I** – provocar uma grande extensão do prepúcio: para fazer com que o prepúcio tenha um crescimento acentuado ou proporcionalmente superior ao pénis (por ex. para voltar a criar prepúcio, no caso de um pénis circuncidado), aplique a fita de conforto em torno do pénis, no prepúcio ou pele existente, se necessário, com alguma distância relativamente à glândula. Deste modo, a pele é puxada de forma mais intensiva e estimulada a crescer de forma mais rápida.
VARIANTE DE FIXAÇÃO II – provocar uma extensão do prepúcio proporcional ao pénis: para provocar um crescimento do prepúcio apenas proporcional ao pénis, puxe o prepúcio para trás e aplique a fita de conforto directamente atrás da glândula, em torno do pénis. Deste modo, a pele é puxada de forma mais fraca e menos estimulada a crescer do que na variante de fixação I.
- 3) Coloque os cintos de retenção em torno da fita de conforto, de modo a que a curvatura formada anatomicamente no cinto de retenção (entre ambas as "orelhas") fique a apontar para a glândula. *Se for confortável, a fita de conforto pode ser enrolada em torno do pénis várias vezes, caso contrário, pode ser encurtada de forma correspondente ou pode não ser aplicada.*
- 4) Insira ambas as extremidades do cinto de retenção novamente nas ranhuras da superfície de suporte. Para evitar entalar a pele nas ranhuras da superfície de suporte, coloque um dedo entre o pénis e a superfície de suporte. Puxe bem as extremidades do cinto de retenção e, a seguir, retire o dedo.
- 5) O pénis está agora fixo na superfície de suporte. [!] *Evite apertar demasiado o pénis!* Se o pénis ou a glândula mudarem de cor, solte imediatamente o cinto de suporte e active a circulação sanguínea através de uma massagem. Observe, especialmente na fase de adaptação dos primeiros dias, se nota alterações negativas no aspecto ou funcionamento do pénis e faça uma pausa de utilização, até os sintomas terem desaparecido.
- 6) Prima a superfície de suporte com o pénis esticado até à extremidade das barras.
- 7) Pode utilizar o aparelho facultativamente para cima ou para baixo, com o mesmos bons resultados.
- 8) Regule a força de tracção do PeniMaster®, desaparafusando a rosca do parafuso (ver também o próximo ponto "Ajustar a força de tracção").

AJUSTAR A FORÇA DE TRACÇÃO

Na extremidade das barras de suporte encontram-se **5 MARCAS GRAVADAS NAS BARRAS DE METAL**. Estas indicam, segundo o princípio de uma balança de tensão, o nível de intensidade da força de tracção e o nível de exercida no pênis:



Exemplo de como ler a balança de tensão: caso o aparelho se estenda demasiado, por exemplo, após a colocação, sendo que fica apenas a ver 3 das 5 marcas, a força de tracção definida está entre as 460 g e as 690 g. Caso consiga ver apenas a última marca, é porque a força de tracção está entre as 920 g e as 1150 g.

Para aumentar a extensão no pênis, rode os dois parafusos de regulação da mesma forma no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Assim é aumentado o comprimento total do aparelho. Para regular para mais fraca a força de tracção, rode os parafusos de regulação no sentido contrário (no sentido dos ponteiros do relógio).

Nota: a rosca do parafuso só pode ser desaparafusada se o pênis tiver sido um pouco esticado, através da selecção correcta do comprimento das barras (ver acima). Caso contrário, não poderá ser aplicada ou poderá apenas ser aplicada pouca força de tracção! No início do tratamento, configure a força de tracção para uma intensidade fraca (por ex. entre 0 g e 230 g), para se habituar ao aparelho. Esta situação pode durar duas semanas. Irá perceber que está a exercitar o seu pênis da melhor forma quando regular a força de tracção para a intensidade mais elevada, sem que o aparelho trabalhe durante 60-90, que exista qualquer problema.

Nota: caso o pênis estique mais algum tempo depois da colocação, estando com uma força de tracção mais baixa, volte a ajustar a força de tracção! Aumente lentamente a força de tracção ao longo das semanas, até que possivelmente fique visível apenas uma marca na mola de tensão". Em caso de dor, diminua a força de tracção do PeniMaster®!

FORÇAS DE RETENÇÃO E DE TRACÇÃO EXCESSIVAS E QUE ORIGINEM DOR PODEM TER EFEITOS NEGATIVOS NO CRESCIMENTO DAS CÉLULAS!

[!] Por motivos de segurança, não deverá colocar cargas acima das 1150 g, mesmo pensando que não irá decorrer qualquer problema dessa acção.

DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Deve usar o PeniMaster® diariamente, durante pelo menos 3 horas. Uma maior duração de utilização tem melhores resultados! Após respectivamente 60 a 90 minutos, faça uma pausa de cerca de 15 minutos e massage o pênis para activar a circulação sanguínea. Estas pausas breves promovem o processo de crescimento!

Pode usar o PeniMaster® – depois de um período de adaptação suficiente – diariamente, durante o tempo que quiser e com qualquer tipo de vestuário (por favor não se esqueça de fazer pausas a cada 60 a 90 minutos!). Uma utilização com a duração de 6 horas ou mais tem os resultados de crescimento ideais. Basicamente não existe qualquer limite do número máximo de meses que pretende utiliza o PeniMaster®. Pelo contrário: quanto mais tempo usar o PeniMaster®, melhor será o resultado. O período de utilização mínimo para um sucesso visível é de aproximadamente 3 horas por dia durante um mês.

Os resultados atingidos durante as primeiras quatro semanas podem basear-se parcialmente na extensão dos tecidos e não são eventualmente duradouros. Uma vez que, durante o sono, não é possível fazer pausas de utilização, a utilização não é recomendada e só deve ser considerada quando, de outra forma, não se consegue atingir um tempo de utilização suficiente. Antes da utilização durante o sono, o utilizador tem de ter reunido experiência suficiente com os ajustes apropriados para si, relativamente a uma utilização de várias horas no processo de crescimento.

Não se preocupe com o facto de conseguir um bom resultado, se não puder usar o PeniMaster® durante vários dias ou durante um longo período de tempo, porque se encontra em viagem: o crescimento atingido até ao momento mantém-se e prossegue assim que retoma a utilização. E tenha em conta que o tratamento faz com que o seu pênis cresça – para isto é necessário um tempo natural! Seja confiante e não perca a sua paciência, se após alguns dias ainda não notar resultados: será recompensado com um "pênis à medida" pela sua perseverança!

INDICAÇÕES DE HIGIENE

Para que tire partido do seu PeniMaster® durante muito tempo, lave o seu pênis e o PeniMaster® antes e após cada utilização, com água morna e sabão. A seguir, seque bem o pênis e o aparelho. Isto tem como finalidade uma higiene geral, evita infecções e facilita ainda a fixação do pênis através dos cintos de retenção. Este escorrega mais rápido do pênis, devido às gorduras corporais, pó ou produtos de tratamento gordurosos.

O aparelho é inoxidável e não sofre qualquer alteração provocada pelo contacto com água.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO E INDICAÇÕES DE AVISO

São desconhecidos efeitos secundários duradouros causados pela utilização do PeniMaster®. Durante a utilização é possível que apareçam ligeiras vermelhões na pele, na zona da conta de retenção, devido ao esforço mecânico. Estes não provocam dores e voltam a desaparecer rapidamente após a remoção do PeniMaster®.

Após a utilização do PeniMaster® pode ser benéfico aplicar uma loção hidratante no pênis, para relaxar a pele. Tenha em atenção as seguintes medidas de precaução e indicações de aviso:

O PENIMASTER® NÃO PODE SER USADO

- sob o efeito do álcool
- sob o efeito de drogas
- sob o efeito de ansiolíticos
- sob o efeito de medicamentos soníferos ou analgésicos que reduzem a sensibilidade à dor
- se se sofrer de uma alergia ao metal e em caso de incompatibilidade com policarbonatos (PC) e TPE
- no caso de existirem problemas de saúde no pênis, nos testículos ou uretra
- no caso de enfraquecimento dos vasos sanguíneos ou do tecido conjuntivo do pênis
- em caso de persistência ou surgimento de dores no pênis ou nos testículos
- em caso de implantes no pênis

Se, durante a utilização do PeniMaster® surgirem dores, alterações da cor ou outro tipo de irritações ou alterações funcionais do pênis, da glândula ou dos testículos, deve interromper-se imediatamente o tratamento e retomá-lo apenas após o desaparecimento dos sintomas.

Se os sintomas persistirem ou se intensificarem após a interrupção da utilização, deve consultar um médico (por ex. um urologista) como medida de precaução. Se, devido a limitações corporais ou a uma doença conhecida, não tiver a certeza se pode utilizar o PeniMaster®, consulte o seu médico (urologista), antes de iniciar uma utilização.