

ÜCRETSİZ YEDEK PARÇALAR (GARANTİ)

Tutma kayışı, konfor bantları ve garantisi dolmuş yedek parçalar dışında tüm parçalar 36 ay garantili olup ücretsiz olarak gönderilir. (Firmamızın Genel Şirket Şartnamesine bakınız):

- Fatura tarihine bakarak PeniMaster® aletinizin 3 yıldan eski olup olmadığını kontrol edin.
- Anzalı parçayı, faturanın bir kopyası ile birlikte paketin üzerine yeterli miktarda pul yapıştırarak aşağıdaki adrese postalayınız. VEYA
- Fatura belgesinden iyi derecede okunabilir dijital bir kopya yapın (örneğin tarayıcı ile) ve arızalı parçanın arızalı bölümü açıkça görülecek şekilde fotoğrafını çekin. Fatura kopyası ve fotoğrafı .jpg- ve/veya .gif-dosyası olarak şu e-mail adresine gönderin:
➔ www.penis.de

TUTMA KAYIŞLARI, KONFOR BANTLARI VE GARANTİSİ DOLMUŞ PARÇALAR

Tutma kayışları, konfor bantları ve garantisi dolmuş aletler için yapılacak yedek parça siparişlerinde şu internet adresini kullanın: www.penis.de/yedek-parcalar

GRATIS RESERVEDELE (GARANTİ)

I 36 måneder erstatter vi alle dele med gratis reserve dele undtagen holde remme, komfortbånd og reserve dele med forfalden garanti (se vore AGB):

- Kontrollér med hjælp af fakturadatoen om din PeniMaster® er ældre end 3 år.
- Returnér defekte del sammen med en fakturakopi til nedestående adresse. Husk tilstrækkelig porto. ELLER
- tilsend os en tydelige læselig (bedre læselig) digital fakturakopi (fx ved hjælp af en scanner) og et billede af defekte del, hvorpå defekten tydeligt kan ses. Tilsend begge dokumenter som jpg- og/eller gif-filer til:
➔ www.penis.de

HOLDEREM, KOMFORTBÅND OG RESERVEDELE MED FORFALDEN GARANTİ

Bestil holderemme, komfortbånd eller også reserve dele til apparater uden garantikrav på følgende hjemmeside www.penis.de/reserve dele

KOSTELOZE RESERVEONDERDELEN (GARANTIE)

U ontvangt gedurende 36 maanden kosteloze reserveonderdelen met uitzondering van de houderriemen, comfortbanden en reserveonderdelen met afgelopen garantie (zie onze Algemene Voorwaarden):

- Controleer met behulp van de factuurdatum dat uw PeniMaster® niet ouder dan 3 jaar is.
- Stuur het defecte onderdeel samen met een kopie van de factuur in een voldoende gefrankeerd poststuk naar beneden vermeld adres. ☐
- Maak een goed leesbare digitale kopie van uw factuur (bijv. met een scanner) en een foto van het defecte onderdeel waarop het defect duidelijk te herkennen is. Stuur de twee documenten als .jpg- en/ of .gif-bestanden naar: ➔ www.penis.de

HOUDERRIEMEN, COMFORTBANDEN EN RESERVEONDERDELEN MET AFGELOPEN GARANTIE

Gebruik voor de bestelling van reserveonderdelen voor toestellen zonder garantierecht, houderriemen of comfortbanden het volgende internetadres: www.penis.de/onderdelen

Grafik: www.ab-design-berlin.de

Gebruiksaanleitung! Bitte aufmerksam lesen! Instructions for use! Please read carefully. Mode d'emploi. Veuillez lire attentivement avant utilisation! Istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'uso! Instrucciones de uso. ¡Leer atentamente antes de usarlo! Manual de instruções! Leia com atenção! Lutfen kullanna klavuzunu dikkatlice okuyunuz! Betjeningsvejledning! Læses opmærksomt! Gebruiksaanwijzing! A. u. b. zorgvuldig doorlezen! Bruksanvisning! Läs igenom uppmärksamt! Návod k použití! Prosíme čtěte pozorně! Руководство по применению! Пожалуйста, прочтеть внимательно!

PENIMASTER®



Zur dauerhaften Penisvergrößerung und -begradigung For permanent penis enlargement and straightening Pour un allongement et une correction durable du pénis Per un ingrandimento ed un raddrizzamento del pene duraturi Para agrandar y reajustar la curvatura del pene de manera duradera Para aumentar e endireitar o pénis de forma duradoura Kalıcı penis büyütmeye ve düzeltmeye için Til varig penis forstørrelse og udbedring af krumning Voor een duurzame penisvergroting en -correctie För varaktigt penisförstoring och -uträtning Pro trvalé zvětšení a napřimení penisu Для долговременного увеличения и Для долговременного увеличения и



 **WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ERFOLG MIT IHREM PENIMASTER®!**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.penis.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Es gelten unsere AGBs. Stand dieser Information: 04/2008

 **WE HOPE YOUR PENIMASTER® LEADS TO GREAT SUCCESS AND SATISFACTION!**

You can find further information on the internet at www.penis.de

We reserve the right to make changes that constitute technical improvements (See our general terms and conditions). Date of this information: 04/2008

 **NOUS ESPÉRONS QUE LE PENIMASTER® VOUS APPORTERA PLAISIR ET SATISFACTION!**

Informations complémentaires sur Internet: www.penis.de

Sous réserve de modifications susceptibles d'apporter une amélioration technique. Version de ces informations: 04/2008

 **LE AUGURIAMO OGNI SUCCESSO CON IL SUO PENIMASTER®!**

È possibile trovare ulteriori informazioni in internet al sito www.penis.de


Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali d'affari. Stato della presente nota informativa: 04/2008

 **¡LE DESEAMOS TODO EL ÉXITO Y LA SATISFACCIÓN QUE MERECE CON SU PENIMASTER®!**

Información más detallada disponible en Internet en la página www.penis.de

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Rígen nuestras CGC. Actualización de la presente información: 04/2008

 **ESPEREMOS QUE FIQUE SATISFEITO COM O PRODUTO E OBTENHA BONS RESULTADOS COM PENIMASTER®!**

Para mais informações, consulte o na Internet o website: www.penis.de

Estão reservadas as alterações que sirvam propósitos técnicos. São válidas as nossas condições gerais de venda. Estado deste informação: 04/2008

MSP Concept GmbH & Co. KG
Emser Straße 39 d · D-10719 Berlin
www.penis.de
Deutschland: 030 23 63 85 65
Worldwide: 0049 30 23 63 85 65

 **RESERVDELAR KOSTNADSFRI (GARANTI)**
Så får Du 36 månaders utbytesrätt på alla delar med undantag för remmar, komfortband och reservdelar med utgången garantitid (se våra garantier):

- Bedöm med hjälp av räkningsdatumet om Din PeniMaster® inte är äldre än 3 år.
- Skicka den defekta delen tillsammans med en kopia på inköpsräkningen och tillräckligt frankerad till nedanstående adress. ELLER
- Gör en väl läslig (förbättrat läslig) digital kopia av din räkning (t. ex med en scanner) och ett foto på den defekta delen, på vilket defekten syns tydligt. Skicka båda dokumenten som .jpg- och/eller .gif-filer till:
→ www.penis.de

HÅLLREMMAR, KOMFORTBAND OCH RESERVDELAR MED UTGÅNGEN GARANTI.

Vid beställning av reservdelar till utrustning utan garantianspråk, hållremmar eller komfortband, Vänligen använd följande Internetadress: www.penis.de/reservdelar

 **BEZPLATNÉ NÁHRADNÍ DÍLY (ZÁRUKA)**

Takto obdržíte 36 měsíců bezplatnou náhradu na všechny díly s výjimkou třmenových držáků, komfortních pásků a náhradních dílů s prošlou zárukou (viz naše VOP):

- Zkontrolujte na základě data účtenky, zda Váš PeniMaster® není starší než 3 roky.
- Zašlete defektní díl společně s kopií dokladu o koupi správně ofrankovanou zásilkou na niže uvedenou adresu. НЕВО
- Vytvořte dobře čitelnou digitální kopii Vašeho účtu (např. skenerem) a fotografii defektního dílu, na které je zřetelně rozez natelná závada. Zašlete oba dokumenty jako soubory .jpg a/nebo gif na:
→ www.penis.de

TŘMENOVÉ DRŽÁKY, KOMFORTNÍ PÁSKY A NÁHRADNÍ DÍLY S PROŠLOU ZÁRUKOU

Prosíme, použijte pro objednávání náhradních dílů pro přístroje bez nároku na záruku, třmenové držáky nebo komfortní pásky následující internetovou adresu: www.penis.de/nahradni-dily

 **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ (ГАРАНТИЯ)**


Таким образом, Вы получаете 36 месяцев на бесплатную замену всех деталей за исключением удерживающих ремней, поясков комфорта и запасных деталей с истекшим сроком гарантии

- (смотри наши Общие условия заключения торговых сделок):
- С помощью даты выписки счета проверьте, не прошло ли со времени покупки Вашего аппарата ПениМастер® более трех лет.
 - Пошлите с оплаченным почтовым сбором дефектную деталь вместе с копией фактуры покупки по нижеуказанному адресу. ИЛИ
 - Выполните четкую (лучше разборчивую) цифровую копию Вашего счета (например, с помощью сканирующего устройства) и фотографию дефектной детали, на которой можно отчетливо распознать дефект. Пошлите оба документа в форме файлов .jpg и/или .gif по адресу: → www.penis.de

УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕМНИ, ПОЯСКИ КОМФОРТА И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГАРАНТИИ

Пожалуйста, для того чтобы заказать запасные детали для аппаратов без права на гарантийный ремонт, удерживающие ремни или пояски комфорта, используйте следующий адрес в Интернете: www.penis.de/spare-parts-russian





SIZE PENIMASTER® İLE MUTLULUK VE BAŞARI DILIYORUZ!

Daha detaylı bilgileri internette www.penis.de adresinde bulabilirsiniz.

Teknik geliştirme nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Firmamızın Genel Şirket Şartnamesi geçerlidir. Bu bilgilerin güncelliği: 04/2008



DU ØNSKES MEGET GLÆDE OG SUCCES MED DIN PENIMASTER®!

Yderligere informationer står på vor hjemmeside www.penis.de

Ændringer, der tjener tekniske forbedringer, forbeholdes. Vore almindelige forretningsbetingelser (AGB) er gældende. Stand af denne information: 04/2008



WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER EN SUCCES MET UW PENIMASTER®!

Verdere informatie vindt u op het internet op www.penis.de

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Datum van deze informatie: 04/2008



VI ÖNSKAR DIG MYCKET GLÄDJE OCH FRAMGÅNG MED DIN PENIMASTER®!

Ytterligare information finner du på Internet under www.penis.de

Vi reserverar oss för sådana ändringar uppkomna genom den tekniska utvecklingen. Det gäller våra garantier. Denna information finns på: 04/2008



PŘEJEME VÁM MNOHO RADOSTI A ÚSPĚCHU S VAŠÍM PENIMASTER®!

Další informace najdete na internetu na stránce www.penis.de

Změny, sloužící technickému pokroku, vyhrazeny. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Stav této informace: 04/2008



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ МНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ И УСПЕХА С ВАШИМ АППАРАТОМ ПЕНИМАСТЕР®!

Дальнейшую информацию Вы найдете в Интернете в www.penis.de

Оставлено за собой право на изменения, способствующие техническому прогрессу. Имеют силу наши Общие условия заключения торговых сделок (AGB). Состояние этой информации на: 04/2008

KOSTENLOSE ERSATZTEILE (GARANTIE)

So erhalten Sie 36 Monate kostenlosen Ersatz auf alle Teile mit Ausnahme der Halteriemens, Komfortbänder und Ersatzteile mit abgelaufener Garantie (s. unsere AGBs):

- Prüfen Sie anhand des Rechnungsdatums, ob Ihr PeniMaster® nicht älter als 3 Jahre ist.
- Senden Sie das defekte Teil zusammen mit einer Kopie der Kaufrechnung ausreichend frankiert an unten stehende Adresse. ODER
- Machen Sie eine gut leserliche digitale Kopie Ihrer Rechnung (z.B. mit einem Scanner) und ein Foto des defekten Teils, auf dem der Defekt deutlich zu erkennen ist. Senden Sie beide Dokumente als .jpg- und/oder .gif-Dateien an: → www.penis.de

HALTERIEMEN, KOMFORTBÄNDER UND ERSATZTEILE MIT ABGELAUFENER GARANTIE

Bitte nutzen Sie zur Bestellung von Ersatzteilen für Geräte ohne Garantieanspruch, Halteriemens oder Komfortbändern folgende Internetadresse: www.penis.de/ersatzteile

REPLACEMENT PARTS FREE OF CHARGE (WARRANTY)

We will provide replacements for all parts for 36 months, except for the fastening belt, comfort bands and spare parts with expired warranty (see our general terms and conditions).

- Check the date on the receipt to make sure your PeniMaster® is no older than 3 years.
- Send the defect part, with sufficient postage, together with a copy of the receipt to the address given below. OR
- Make a clearly legible digital copy of your receipt (e.g. with a scanner) and a photograph of the defect part in which the defect is clearly recognizable. Send both documents as .jpg and/or .gif files to: → www.penis.de

FASTENING BELTS, COMFORT BANDS AND REPLACEMENT PARTS WITH EXPIRED WARRANTY

Please use the following internet address to order replacement parts for devices without warranty, fastening belts or comfort bands: www.penis.de/spare-parts

PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES (GARANTIE)

Vous recevez gratuitement pendant 36 mois toutes les pièces de rechange, à l'exception des courroies de maintien, bandes de confort et pièces de rechange dont la garantie a expiré (cf. nos CGV).

- Vérifier au moyen de la date d'émission de la facture si votre PeniMaster® n'a pas été acheté il y a plus de 3 ans.
- Envoyer la pièce défectueuse assortie d'une copie de la facture de vente à l'adresse située ci-dessous (veuillez à affranchir suffisamment le pli). O U
- Faites une copie numérique bien lisible de votre facture (par ex. avec un scanner) ainsi qu'une photo de la pièce défectueuse sur laquelle le défaut apparaît clairement. Envoyez les deux documents au format .jpg ou .gif à l'adresse suivante : → www.penis.de

COURROIES DE MAINTIEN, BANDES DE CONFORT ET PIÈCES DE RECHANGE DONT LA GARANTIE A EXPIRÉ

Pour commander les pièces de rechange d'appareils dont la garantie a expiré, les courroies de maintien ou bandes de confort, veuillez utiliser l'adresse Internet suivante : www.penis.de/pièces-de-rechange

PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI (GARANZIA)

In questo modo riceverà ogni 36 mesi gratuitamente pezzi di ricambio per tutti i componenti dell'apparecchio ad eccezione di cinghie di tenuta, fasce confort e pezzi di ricambio per i quali sia scaduta la garanzia (si vedano le nostre condizioni generali di affari).

- Verifichi, controllando la data della fattura, che il Suo PeniMaster® non abbia più di tre anni.
- Invi le parti difettose con una fotocopia della ricevuta d'acquisto in busta affrancata con l'importo corretto all'indirizzo di seguito riportato. OPPURE
- Faccia una copia digitale ben leggibile della ricevuta (ad esempio con uno scanner) ed una foto della parte difettosa, dalla quale sia ben riconoscibile il difetto. Invi entrambi i documenti in forma di file .jpg- e/o .gif a: → www.penis.de

CINGHIE DI TENUTA, FASCE CONFORT E PARTI DI RICAMBIO PER LE QUALI SIA SCADUTA LA GARANZIA.

Per ordinare parti di ricambio per apparecchi non in garanzia, cinghie di tenuta o fasce confort utilizzare il seguente indirizzo internet: www.penis.de/pezzi-di-ricambio

PIEZAS DE RECAMBIO GRATUITAS (GARANTÍA)

Así obtendrá piezas de recambio de todas las piezas gratuitamente durante 36 meses, a excepción de las correas de sujeción, las cintas de confort y las piezas de recambio con garantía vencida (ver nuestras CGC):

- Verificar según la fecha de la factura de compra, si su PeniMaster® no tiene más de 3 años.
- Enviar la pieza defectuosa junto con una copia de la factura de compra con porte de correo pagado a la dirección mencionada a continuación: BIEN
- Hacer una copia digital bien legible de su factura (p.ej. con un escáner) y de la foto de la pieza defectuosa donde se vea bien el defecto. Enviar ambos documentos como archivos .jpg y/o .gif a: → www.penis.de

CORREAS DE SUJECIÓN, CINTAS DE CONFORT Y PIEZAS DE RECAMBIO CON GARANTÍA VENCIDA

Para pedir las piezas de recambio para aparatos sin derecho a garantía, correas de sujeción o cintas de confort, utilizar la dirección en Internet siguiente: www.penis.de/piezas-de-repuesto

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO GRATUITAS (GARANTIA)

Assim, obtém 36 meses de substituição de peças, com exceção dos cintos de retenção, da fita de conforto e de peças de substituição com garantia limitada (ver as nossas condições gerais de venda):

- verifique, de acordo com a data da factura, se o seu PeniMaster® não tem mais do que 3 anos.
- envie as peças com defeito juntamente com uma cópia da factura de compra suficientemente franqueada para a morada abaixo referida. O U
- faça uma cópia digital bem legível (que se consiga ler melhor) da sua factura (por ex. com um scanner) e junte uma foto da peça com defeito, na qual se consiga detectar de forma evidente o defeito na peça. Envie os dois documentos como ficheiros .jpg e/ou .gif: → www.penis.de

CINTOS DE RETENÇÃO, FITA DE CONFORTO E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COM GARANTIA LIMITADA

Para encomendar peças de substituição para aparelhos não abrangidos pela garantia, cintos de conforto ou fitas de conforto, utilize o seguinte endereço da Internet: www.penis.de/peças-de-substituicao



COMPLIMENTI!

Egregio Cliente!

La ringraziamo per l'acquisto del PeniMaster®. PeniMaster® si avvale di un principio semplice, di provata efficacia, per ingrandire il pene in modo indolore e duraturo senza rischiosi interventi chirurgici. Se utilizzerà PeniMaster® come indicato in queste istruzioni per l'uso, il Suo pene diventerà più lungo e più grosso, sia in stato di riposo che in erezione. Oltre a ciò PeniMaster® è adatto alla correzione di curvature indesiderate del pene e, a scelta, anche per l'estensione del prepuzio (ad esempio in caso di circoncisione).

Inoltre la migliore circolazione sanguigna e l'allenamento della muscolatura del pene aumentano in molti casi il piacere, l'erezione e la durata sessuale. Grazie al successo ottenuto con PeniMaster®, molti utenti hanno potuto superare complessi di lunga data che li ostacolavano una vita sessuale libera e naturale. Anche la ricerca di un partner diventa spesso più facile quando si ha la coscienza di "presentarsi bene" dal punto di vista corporeo.

Può applicare PeniMaster® senza problemi da solo senza l'aiuto di terzi (ad es. un dottore). PeniMaster® ottiene gli stessi buoni risultati sia in caso di circoncisione sia in assenza di circoncisione. PeniMaster® è un apparecchio professionale ed adatto ad ogni età. Tuttavia consigliamo l'impiego del prodotto solo dopo il raggiungimento della maggiore età, in modo che il pene possa svilupparsi nella sua lunghezza naturale prima del trattamento.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il principio di funzionamento di PeniMaster® è semplice: esercitando una costante azione di trazione per un certo periodo di tempo viene stimolata la crescita del tessuto cellulare del pene. Ne risultano nuove cellule che consentono al pene di divenire più lungo e grosso. Inoltre, il nuovo tessuto cellulare va a compensare le difformità nella distribuzione del tessuto stesso, ossia ad eliminare la causa prima delle curvature del pene. Il pene diviene dunque più dritto. Grazie a PeniMaster® è possibile stirare maggiormente il prepuzio rispetto al resto dell'organo sessuale. Ciò consente pertanto, se necessario, di allungare il prepuzio (vedi istruzioni).

Indicazione: Sebbene in fase di stiramento il pene possa sembrare più sottile, in seguito al trattamento esso riacquisterà il suo volume originario o diverrà addirittura più grosso!

Il principio della crescita mediante stiramento viene ad esempio utilizzato dalla medicina in ortopedia o in chirurgia dermatologica, ambiti nei quali vengono adoperate speciali apparecchiature di stiramento.

Del resto l'idea di allungare il pene mediante uno stiramento prolungato non è affatto nuova, anzi è impiegata da secoli: i Karamojong del Nord Uganda oppure i Sadhu in India raggiungono lunghezze impressionanti mediante l'applicazione di pesi al pene (cfr. Enciclopedia Britannica; rivista "Stern" n. 49/95).

COME SI UTILIZZA PENIMASTER®

APPLICAZIONE

Il successo del trattamento con PeniMaster® dipende da un lato dalla forza di trazione esercitata sul pene, d'altro lato dalla durata dell'applicazione. Solo un buon equilibrio tra forza di trazione e durata dell'applicazione garantisce risultati ottimali! (!) *In generale nel portare PeniMaster® si dovrebbe avere una sensazione confortevole, mai dolorosa! I dolori sono un segnale sicuro di applicazione errata, ad esempio di una forza di trazione o di tenuta troppo forte!*

PREPARAZIONI ALL'APPLICAZIONE DEL PENIMASTER®


- Sfilare la superficie d'appoggio dalle aste di tenuta.
- Sfilare le cinghie di tenuta dalle fessure della superficie d'appoggio.
IMPORTANTE: Nel farlo spingere in giù le due alette di bloccaggio presenti sulla parte inferiore della superficie d'appoggio. Altrimenti la cinghia di tenuta potrebbe danneggiarsi. Questa avvertenza vale anche per riporre l'apparecchio dopo l'uso oppure quando è necessario ridurre la forza esercitata sul pene allentando le cinghie di tenuta!
- Stringere le viti di regolazione fine all'altezza minima (in modo che non siano più visibili le filettature delle viti).
- Regolare la lunghezza complessiva corretta dell'apparecchio (che corrisponde all'incirca alla lunghezza del pene in erezione più 1,5 cm) togliendo, sostituendo o evitando tra loro le aste di estensione fornite. Le aste hanno una lunghezza di 2,4,6, e 8 cm e possono essere avvitate l'una con l'altra. Le lunghezze possibili ottenibili dalla combinazione delle aste sono 10 cm (8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).
(!) *Le sei ministanghe (consegnate avvitate in due stanghe da 1,5 cm ciascuna) sono fornite per l'esatta messa a punto con +0,5, +1,0 o +1,5 cm.*

APPLICAZIONE DEL PENIMASTER®

- Estendete con la mano il pene per circa un minuto. Infilate il pene non in erezione nell'apparecchio.
- FISSAGGIO-VARIANTE I** – Allungamento più intenso del prepuzio.
Per fare crescere il prepuzio maggiormente o in misura proporzionalmente superiore rispetto al pene (ad esempio per recuperare il prepuzio in caso di circoncisione) appoggiare la fascia confort intorno al pene sopra la pelle (o prepuzio) rimasta, eventualmente mantenendo una certa distanza dal glande. In questo modo la pelle viene tesa in modo più intenso e la sua crescita stimolata in modo più efficace.
FISSAGGIO-VARIANTE II – Allungamento del prepuzio proporzionalmente al pene. Per fare crescere il prepuzio solamente tanto quanto il pene, tirare indietro il prepuzio e posizionare il nastro intorno al pene direttamente dietro al glande. In tal modo la pelle viene sottoposta ad una tensione minore e la crescita stimolata in modo meno intenso rispetto alla variante di fissaggio I.
- Applicare la cinghia di tenuta sopra alla fascia confort, in modo che la curvatura anatomica della cinghia (compresa tra le due "orecchie") sia rivolta verso il glande. *Se ciò non risulta di intralcio, la fascia confort può essere avvolta più volte attorno al pene, altrimenti può essere accorciata o anche trascurata.*
- Infilare di nuovo le due estremità della cinghia di tenuta nelle fessure della superficie d'appoggio. Tenendo un dito tra pene e appoggio, tirare con forza le estremità verso il basso e quindi togliete il dito. In questo modo si evita che la pelle finisca nella fessura del supporto.
- Il Suo pene è fissato alla superficie di appoggio. (!) *Evitate di schiacciare eccessivamente il pene!* Se durante l'applicazione di PeniMaster® compaiono cambiamenti di colore del pene o del glande, interrompere immediatamente l'applicazione e stimolare la circolazione sanguigna massaggiando la parte interessata. Osservare attentamente, specialmente nella fase di ambientamento dei primi giorni, se compaiono modificazioni negative nell'aspetto o nelle funzioni del pene ed eventualmente fare una pausa ed attendere fino a che i sintomi non si siano attenuati.
- Fissare la superficie di appoggio con il pene in tensione al termine degli asti.
- E' possibile indossare l'apparecchio verso l'alto o il basso, a piacere. I risultati saranno comunque ottimi.
- Regolare la forza di trazione del PeniMaster® svitando le viti filettate (si veda anche il punto successivo "Regolazione della forza di trazione").

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI TRAZIONE

Al termine delle aste di tenuta si trovano 5 TACCHE INCOLLATE SULLE ASTE METALLICHE. Queste indicano, come in una bilancia a molla, quanto grande è la forza di trazione esercitata sul pene:



Esempio di lettura della bilancia a molla:

se l'apparecchio dopo l'applicazione dovesse molleggiare p.es. tanto che si possano vedere solo 3 delle 5 tacche, la forza di trazione è regolata tra 460 g e 690 g. Se si può vedere solo l'ultima tacca la forza di trazione è regolata tra 920 g e 1150 g.

Per aumentare lo stiramento esercitato sul pene, girare le due viti di regolazione uniformemente in senso antiorario. In tal modo, si aumenta la lunghezza complessiva del dispositivo. Per diminuire la forza di trazione, girare le viti di regolazione in senso contrario (in senso orario).

Indicazione: La vite filettata deve essere svitata solamente quando il pene sia già stato leggermente stirato grazie alla regolazione della giusta lunghezza delle aste (vd. sopra). Altrimenti non potrà generarsi alcuna forza di trazione o si genererà una forza di trazione insufficiente! All'inizio del trattamento regolare l'apparecchio in modo che la forza di trazione sia lieve (ad esempio: tra 0 e 230 g.), in modo da abituarvi all'apparecchio. Questa procedura potrebbe durare sino a due settimane. L'allenamento del pene è ottimale quando si imposta sempre la forza di trazione massima possibile, con la quale è possibile indossare l'apparecchio senza alcun problema per 60-90 minuti.

Indicazione: Se qualche tempo dopo l'applicazione il pene dovesse ritirarsi leggermente e la forza di trazione dovesse diminuire, regolarla nuovamente! Aumentare gradatamente la forza di trazione nel corso delle settimane, sino a che non sia visibile possibilmente una sola tacca sulla bilancia a molla. In caso di comparsa di dolori si prega di diminuire l'intensità di trazione di PeniMaster®!

UN USO FORZATO ED UN AUMENTO ECCESSIVO DELLA FORZA DI TRAZIONE POSSONO AVERE UN EFFETTO NEGATIVO SULLA CRESCITA CELLULARE!

[!] Per ragioni di sicurezza andrebbe evitato un carico superiore ai 1150 grammi anche se si ha la sensazione che tale peso possa essere sopportato senza problemi.

DURATA DELL'APPLICAZIONE

PeniMaster® dovrebbe essere indossato quotidianamente almeno per 3 ore. Tempi di applicazione più lunghi portano ad un migliore risultato! Ogni 60-90 minuti fare una pausa di ca. 15 min. e massaggiare il pene per stimolare la circolazione. Queste brevi pause favoriscono il processo di crescita!

Dopo un periodo di adattamento sufficientemente lungo potrà indossare PeniMaster® ogni giorno per il tempo che vorrà sotto indumenti ampi (ricordandosi di rispettare le pause ogni 60-90 minuti!) Un'applicazione di sei o più ore al giorno produce risultati di crescita ottimali. In genere non esiste un limite di durata per quanto riguarda i mesi di trattamento con PeniMaster®. Al contrario: più a lungo viene impiegato PeniMaster®, tanto più evidenti saranno i risultati. La durata minima di applicazione per il conseguimento di un risultato visibile è di tre ore giornaliere per almeno un mese. I risultati raggiunti durante le prime quattro settimane possono talvolta risultare dallo stiramento dei tessuti, e possono pertanto non essere duraturi. Poiché durante il sonno non possono essere effettuate le necessarie pause, si sconsiglia di indossare l'apparecchio durante la notte, quando non è altrimenti possibile raggiungere tempi di applicazione sufficienti.

Prima di poter utilizzare l'apparecchio durante il sonno, l'utente deve avere acquisito sufficiente esperienza delle regolazioni per lui corrette per un'applicazione di diverse ore da sveglia.

Non è necessario preoccuparsi del risultato se non le sarà possibile portare PeniMaster® per alcuni giorni o per un periodo più lungo, ad esempio in viaggio: la crescita sino ad allora ottenuta si conserva e prosegue con la ripresa del trattamento. La preghiamo di tenere presente che questo tipo di trattamento consiste nel stimolare la crescita del pene – e questo richiede naturalmente tempo! Abbia quindi fiducia e non si scoraggi se dopo alcuni giorni non noterà ancora alcun risultato: sarà ricompensato per la Sua costanza con un "pene su misura"!

IGIENE

Per poter usufruire il più a lungo possibile dei benefici di PeniMaster®, si prega di pulire il pene e PeniMaster® prima e dopo ogni applicazione con acqua tiepida e sapone. Quindi asciugare con cura il pene e l'apparecchio. Tale precauzione è da osservare per motivi igienici in generale, per prevenire le infiammazioni e facilitare il fissaggio del pene mediante la cinghia. Essa infatti si sfilia facilmente a causa di talco o sostanze oleose prodotte dal corpo o contenute in prodotti per la cura personale.

L'apparecchio è inossidabile e non subisce danni a contatto con l'acqua.

PRECAUZIONI PER IL TRATTAMENTO E AVVERTIMENTI

Non sono noti effetti collaterali causati dall'applicazione del PeniMaster®. Durante il trattamento sono da considerarsi normali leggeri arrossamenti della pelle nella zona della cinghia di tenuta, causati dalla sua azione meccanica. Questi arrossamenti non sono dolorosi e scompaiono velocemente una volta rimosso PeniMaster®.

Dopo aver rimosso PeniMaster® può essere utile applicare sul pene una lozione idratante per distenderne la pelle.

La preghiamo comunque di rispettare le seguenti misure cautelative e avvertimenti:

PENIMASTER® NON DEVE ESSERE APPLICATO

- sotto l'effetto di alcolici
- sotto l'effetto di droghe
- sotto l'effetto di tranquillanti
- sotto l'effetto di sonniferi o medicinali che abbassano la soglia di sensibilità al dolore
- in caso di allergia riconosciuta al cromo e intolleranza al policarbonato (PC) e al TPE
- in caso di problemi noti al pene, ai testicoli o alle vie urinarie
- in caso di insufficienza venosa o di debolezza dei tessuti connettivi
- in caso di dolori al o ai testicoli o che eventualmente insorgano durante il trattamento
- in caso di trapianto del pene

Se durante l'applicazione di PeniMaster® compaiono improvvisamente dolori, cambiamenti di colore o irritazioni esterne di altro tipo oppure disturbi funzionali del pene, del glande o dei testicoli, interrompete immediatamente l'applicazione e proseguite solo alla scomparsa dei sintomi. Nel caso in cui questi sintomi permangano o peggiorino dopo l'interruzione dell'applicazione è consigliabile farsi visitare per precauzione da un medico (ad es. urologo). Se a causa di limitazioni fisiche o di malattie già note non è sicuro se il trattamento con PeniMaster® sia adatto o meno a Lei, la preghiamo di rivolgervi prima dell'applicazione al suo medico (urologo) di fiducia.